


## FRESH IDEAS IN DIGITAL IMAGING



デジタルスキャナーの世界を変えるテクノロジー

レントゲンフィルムの利点そのままに、新技術で更なる利便性を追求

イメージングプレートは、従来のレントゲンフィルムの利点を保ちつつ、デジタルレントゲン撮影の特性である即時性を発揮、環境にも配慮したプレートです。ディジレックスPSPスキャナーでは、有害で高価なフィルム現像処理用の薬品も不要。プレートは薄くて柔軟性が高く、豊富なサイズを揃えているため、診察時の患者の負担軽減につながります。イメージングプレートをスキャンした後は、ボタン操作ひとつで高解像度の画像が保存可能。画像のメール送信や印刷もボタンひとつで完了します。プレートは再利用可能なため、従来のフィルムより大幅に時間とコストが削減できます。使いやすいデジタルスキャナーがようやくお手頃な価格で入手可能となりました。



### アピクシャが選ばれる理由

- コンパクトな卓上デザイン
- 高解像度スキャンを速やかに
- 自動プレートデータ消去機能
- パワフルで使いやすいソフトウェア
- あらゆる歯科診療所で導入可能な価格

医療機器製造販売承認番号: 226AG8ZX00093000



apixia® デジレックスPSPスキャナー DIGITAL DENTAL RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEM  
minimum size. maximum performance.

apixia®  
DIGITAL IMAGING

製造販売元

株式会社 Apixia Japan (株式会社アピクシャ ジャパン)

〒511-0274 三重県いなべ市大安町大井田1324番地

Office: 0594-41-3080 Fax: 0594-41-3081

Email: sales3@apixia.asia www.apixia.co.jp



apixia  
DIGITAL IMAGING

#C011 092014

## 仕様

販売名 DIGIREX PSPデジタル・イメージングプレート・スキャナー  
略称 デジレックスPSPスキャナー

コンピュータシステムの推奨スペック

OS:Windows 11/Windows 10/ Windows 7 (32, 64-bit)

USB 2.0/3.0 Port

CD ROM ドライブ


\*コンピュータはこのパッケージには含まれません

デジレックスPSPスキャナー 仕様

サイズ:	高さ258mm×幅138mm×奥行183mm
重さ:	3.6 kg
電源:	AC 100-240V、50-60Hz
解像度:	17 lp/mm
接続タイプ:	USB 2.0
プレートサイズ:	0, 1, 2, 3
プレート消去機能:	自動

BC108JP  
REV.D Aug/09/2021

## INSTANT 迅速な処理性能



### イメージ処理を速やかに実現

デジレックスPSPスキャナーは迅速でシンプルなイメージ処理機能を装備。トップローディング式的设计により、簡単で作業効率の良いローディングを実現します。ローディング後はクリアなレントゲンイメージが速やかに画面に表示され、次のプレート挿入までの時間を削減します。

## INTELLIGENT 最新技術でインテリジェンスを提供

### 優れた柔軟性を確保

パワフルなイメージング機能を小さなパッケージに収めたデジレックスPSPスキャナー。サイズはコンパクトで、あらゆる診療所に設置可能です。強固な作りのため、設置場所に悩む必要もありません。イメージングプレートは、フィルムと同じレベルの柔軟性を確保しつつ診察時の患者の快適性も重視。さらには、デジタルレントゲン撮影の即時性と環境への配慮を同時に実現します。

### 診察時の快適性を重視

フィルムのように柔軟なイメージングプレートにより、患者の負担を軽減します。

### 再利用可能なプレート

イメージングプレートは何度でも再利用可能で、優れたコストパフォーマンスを実現します。

### 豊富なプレートサイズ

4サイズを準備。各患者に最適な大きさが選択可能です。



販売名: DIGIREXイメージングプレート  
医療機器製造販売届出番号: 24B2X1008000001

## INTUITIVE 直感的な操作性を実現

### パワフルな付属ソフトウェア

デジレックスPSPスキャナーには、付属ソフトウェアとしてアピクシャデジタル・イメージング・ソフトウェアが無償で同梱されます。ユーザーライセンス数に制限はなく、インストールできるコンピュータの台数も無制限。製品の利用期間中はテクニカルサポートやソフトウェアのアップグレードが無料で提供されます。アピクシャデジタル・イメージング・ソフトウェアは、イメージソフトに求められるシンプルさと使いやすさ、直感的なデザインを備えたソフトウェアです。



### ソフトウェアの連携で作業効率が向上

アピクシャ・イメージング・ソフトウェアは、お客様の環境に応じた主要な患者管理システムとシームレスに連携させることが可能です。

各ソフトが連携することで、患者の名前、性別等を手入力することなく、患者IDを入力するだけで患者データを取り込み、スキャンの準備が完了します。

同システムは、包括的なネットワークソリューションを構築するために、他社製のイメージング・ソフトウェアとの連携も、TWAINドライバにて容易にできるようになります。

※詳しくはお近くの販売代理店にお問い合わせください。

### シンプルなインターフェイス

アピクシャデジタル・イメージング・ソフトウェアは、豊富な機能を提供しつつシンプルさとエレガンス性を重視。誰にでも使いやすいシステムとなっています。

